


FOODSensor

ALLERGIEN- UND UNVERTRÄGLICHKEITENDIAGNOSTIK

FÜR JEDEN PATIENTEN
DEN PASSENDEN TEST



Anamnesegespräch



Individuelle Allergenauswahl mit ELISA-Goldstandard



Gesamt-IgG oder IgG4? Beides durch balanziertes Konjugat



Höchste Sensitivität durch spezielle 3D-Matrixtechnologie



Hohe Compliance durch Smartphone-App und Patienten-Portal